

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd72 () Para Citometria De Fluxo - P21854

Número do item: CM0012059

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD72 conjugado com de alta qualidade, especificamente validado para aplicações de citometria de fluxo. Visa o antígeno de diferenciação de células B CD72, um co-receptor que modula a sinalização do receptor de células B e a homeostase imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD72 mAb
Observações/Apelido	CD72; CD72b; LYB2; molécula CD72
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	971
ID do Gene	971
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 117-359 do CD72 humano (NP_001773.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21854
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo