

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd79A Humano Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P11912

Número do item: CM0008356



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD79a humano. Adequado para citometria de fluxo intracelular para detectar a cadeia alfa do complexo do receptor de células B em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD79a humano
Observações/Apelidos	CD79A; IGA; MB-1; molécula CD79a
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	973
ID do Gene	973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-225 de CD79a humano (NP_001774.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso da Proteína	20 kDa/25 kDa
Envio	Bolsa de gelo