

Anticorpo Monoclonal Anti-CD79A Humano Para Citometria De Fluxo Intracelular - P11912

Número do item: CM0004529



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD79a humano de coelho conjugado com para citometria de fluxo intracelular. Tem como alvo a cadeia alfa associada ao receptor de antígeno de células B (MB-1, Ig-alfa). Validado em amostras humanas. UniProt P11912.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD79a Humano de Coelho
Observações/Apelido	IGA; MB1; MB-1; IGA1alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	973
GeneID	973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-225 da CD79a humana (NP_001774.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo