

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd82 Para Fc - P27701

Número do item: CM0012359



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD82 humano (KAI1/TSPAN27), conjugado para citometria de fluxo. Validado para FC, adequado para pesquisa de metástase e tetraspaninas. Reatividade: humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD82 mAb
Observações/Apelido	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3732
ID do Gene	3732
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-267 do CD82 humano (NP_002222.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27701
Peso da Proteína	27kDa/30kDa
Envio	Saco com gelo