

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd8B () Para Citometria De Fluxo - P10966

Número do item: CM0009381

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD8b humano, conjugado com , validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a imunidade mediada por células T, o microambiente tumoral e o perfil de células CD8+.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-humano CD8b
Observações/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	926
Imunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-170 do CD8b humano (NP_004922.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P10966
Peso Molecular	24 kDa
Transporte	Bolsa de gelo