


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd9 Humano () Para Citometria De Fluxo - P21926

Número do item: CM0004194



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD9 humano, adequado para citometria de fluxo. Tem como alvo a tetraspanina CD9, envolvida na adesão celular, ativação plaquetária e fusão espermatozoide-óvulo. Ideal para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD9 Humano
Observações/Apelido	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Espécie	Humano
ID do Gene	928
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 do CD9 humano (NP_001760.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso Proteico	25kDa
Transporte	Em saco de gelo