

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd90/Thy1 Para Citometria De Fluxo - P04216

Número do item: CM0008652

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD90/Thy1 conjugado com para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante (aa 20-130). Validado para amostras humanas. UniProt P04216.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD90/Thy1
Observações/Alias	CD90; CDw90
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7070
ID do Gene	7070
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo