

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd94 Humano Para Fc - Q13241

Número do item: CM0011756



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD94 humano (KLRD1) conjugado com para citometria de fluxo. Detecta o CD94 humano, um receptor de células NK envolvido na vigilância imunológica e tolerância. Adequado para pesquisa em imuno-oncologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD94 mAb
Observações/Apelido	KLRD1; CD94; antígeno de células NK natural CD94
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-179 do CD94 humano (NP_002253.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso Proteico	17kDa/20kDa
Envio	Bolsa de gelo