

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd94 Para Fc - Q13241

Número do item: CM0010854



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano CD94 () para citometria de fluxo (FC). Detecta o CD94 humano, um receptor de célula NK de 21 kDa fundamental para a tolerância imunológica e vigilância tumoral. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD94 mAb
Observações/Alias	CD94
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3824
GeneID	3824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-179 do CD94 humano (NP_002253.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo