

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd96/Tactile Para Citometria De Fluxo - P40200

Número do item: CM0005492



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD96/TACTILE humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a adesão de células imunes, ativação de células T e células NK na inflamação. - P40200

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-CD96/TACTILE Humano
Observações/Alias	TACTILE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10225
ID do Gene	10225
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 25-519 do CD96/TACTILE humano (NP_937839.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40200
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo