


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd98 Humano () Para Citometria De Fluxo - P08195

Número do item: CM0012135



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo® 594 contra CD98 humano (SLC3A2), validado para citometria de fluxo. Adequado para investigação em imunologia e oncologia, permitindo a análise da expressão da cadeia pesada do transportador de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD98 humano
Observações/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6520
GeneID	6520
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-630 do CD98 humano (NP_002385.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P08195
Peso da Proteína	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Envio	Bolsa de gelo