


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd98 () Para Citometria De Fluxo - P08195

Número do item: CM0009329



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD98 conjugado com , validado para citometria de fluxo. Reconhece a cadeia pesada SLC3A2 envolvida no transporte de aminoácidos, sinalização de integrina e entrada viral. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD98 mAb
Observações/Apelido	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6520
Imunogénio	Proteína Recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-630 do CD98 humano (NP_002385.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08195
Peso da Proteína	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Envio	Saco de gelo