


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd99 () Para If/Icc, Fc - P14209

Número do item: CM0008577



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD99 conjugado a . Adequado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Validado para amostras humanas. Ideal para pesquisa de adesão de linfócitos T e extravasamento de leucócitos. SWISS: P14209.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-Humano CD99
Observações/Apelidos	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4267
GeneID	4267
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 24-123 do CD99 humano (NP_002405.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso da Proteína	19kDa
Transporte	Bolsa de gelo