

Anticorpo Monoclonal Anti-Cdcp1 Humano Para Citometria De Fluxo - Q9H5V8

Número do item: CM0011370

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CDCP1 humano (CD318, TRASK, SIMA135), validado para citometria de fluxo. Utilizado em estudos de adesão celular, metástase do câncer e células-tronco leucêmicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CDCP1 humano
Observações/Apelidos	CD318; TRASK; SIMA135
Espécie	Humana
GeneID	64866
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-666 do CDCP1 humano (NP_073753.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9H5V8
Peso da Proteína	37 kDa/72 kDa/92 kDa
Envio	Bolsa de gelo