

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Ceacam6 (Conjugado) Para Citometria De Fluxo - P40199

Número do item: CM0004046



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CEACAM6 humano (CD66c). Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de biologia tumoral, adesão de neutrófilos e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Humano CEACAM6
Observações/Apelido	NCA; CEAL; CD66c
Espécie	Humano
GeneID	4680
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-320 do CEACAM6 humano (NP_002474.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40199
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Transporte	Em saco de gelo