

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Clec12A/Cd371 (Abflo 488) Para Citometria De Fluxo - Q5Qgz9-2

Número do item: CM0004203

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 488 contra CLEC12A/CD371 humano (CLL-1, MICL). Projetado para citometria de fluxo, visando a isoforma 2 (aa 65-265). Apresenta reatividade cruzada com humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-CLEC12A/CD371 Humano
Observações/Alias	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	160364
GeneID	160364
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 65-265 de CLEC12A/CD371 humano (NP_612210.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5QGZ9-2
Peso da Proteína	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
Envio	Bolsa de gelo