


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Dc-Signr/Cd299 Para Citometria De Fluxo - Q9H2X3

Número do item: CM0010371



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado ao , direcionado contra DC-SIGNR/CD299 humano (CLEC4M), validado para citometria de fluxo. Ideal para o estudo da vigilância imunológica, entrada viral e interações entre receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-humano DC-SIGNR/CD299
Observações/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
Espécie	Humano
GeneID	10332
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 71-399 de DC-SIGNR/CD299 humano (NP_055072.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H2X3
Peso da Proteína	24kDa-45kDa
Envio	Bolsa de gelo