

Anticorpo Monoclonal Anti-DLL4 Humano () Para Fc - Q9Nr61

Número do item: CM0004043



introdução

Anticorpo monoclonal anti-DLL4 humano de coelho conjugado a para citometria de fluxo. Tem como alvo a ligante de Notch DLL4, envolvida na angiogênese e neurogênese. Validado para amostras humanas. Ideal para pesquisa em IVD e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-DLL4 Humano mAb de coelho
Observações/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; proteína semelhante a delta 4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54567
GeneID	54567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-524 da DLL4 humana (NP_061947.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR61
Peso Proteico	75kDa
Envio	Bolsa de gelo