

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano DLL4 () Para Citometria De Fluxo - Q9Nr61

Número do item: CM0004065



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à DLL4 humana (proteína Delta-like 4). Validado para detecção por citometria de fluxo do ligante Notch envolvido na angiogênese e neurogênese. Expresso no endotélio vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano DLL4
Observações/Apelido	AOS6; delta4; hdelta2; proteína delta-like 4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54567
GeneID	54567
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-524 da DLL4 humana (NP_061947.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR61
Peso Proteico	75kDa
Envio	Em saco de gelo