

Anticorpo Monoclonal Anti-E-Caderina/Cd324 Humana Para Citometria De Fluxo - P12830

Número do item: CM0011849



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a E-Caderina/CD324 humana, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisas em adesão celular, biologia epitelial e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-E-Caderina/CD324 Humana de Coelho
Observações/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Espécie	Humana
GeneID (humano)	999
GeneID	999
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-707 da E-Caderina/CD324 humana (NP_004351.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reação Cruzada	Humana
SWISS	P12830
Peso da Proteína	90kDa/97kDa
Envio	Bolsa de gelo