

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Eg-Vegf/Pk1 Para Wb, If-P, Elisa - P58294

Número do item: CM0003389

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao EG-VEGF/PK1 (PROK1) humano. Validado para WB, IF-P, ELISA; tem reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em angiogênese e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano EG-VEGF/PK1
Observações/Alias	PK1; PRK1; EGVEGF; PROK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84432
ID do Gene	84432
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do PROK1 humano (P58294)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P58294
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco de gelo