

Anticorpo Monoclonal Anti-Fap Humano Para Fc - Q12884

Número do item: CM0011741



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra FAP humano, validado para citometria de fluxo. FAP é uma protease de serina envolvida na remodelação da matriz extracelular e progressão tumoral. Ideal para pesquisa em câncer e fibrose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-FAP Humano mAb
Observações/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; endopeptidase prolil FAP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2191
GeneID	2191
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12884
Peso da Proteína	27kDa/87kDa
Envio	Saco de gelo