

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Fatp1 () Para Citometria De Fluxo - Q6Pcb7

Número do item: CM0004338

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa a proteína de transporte de ácidos graxos de cadeia longa 1 humana (FATP1/SLC27A1), adequado para citometria de fluxo intracelular (FC). Permite a pesquisa sobre importação de ácidos graxos, metabolismo lipídico e vias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano FATP1 mAb
Observações/Apelido	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	376497
GeneID	376497
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-646 do FATP1 humano (NP_940982.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6PCB7
Peso da Proteína	52kDa/71kDa
Envio	Saco de gelo