


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano FcεR1A () Para Fc - P12319

Número do item: CM0005632



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano FcεR1α, conjugado com , validado para detecção por citometria de fluxo do receptor de IgE de alta afinidade (FcεR1α) em eosinófilos, mastócitos e basófilos em pesquisas de alergia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano FcεR1α
Observações/Apelido	FCE1A, FcERI, FCERIA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2205
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-205 do FcεR1α humano (NP_001992.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12319
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo