


Anticorpo Monoclonal Anti-FcεR1A Humano Para Fc - P12319

Número do item: CM0004254



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho para o receptor alfa de IgE de alta afinidade (FcεR1α, FCER1A) conjugado com para detecção por citometria de fluxo (FC) em amostras humanas. Imunógeno recombinante dos aminoácidos 26-205.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	mAb Coelho anti-FcεR1α Humano
Observações/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2205
GeneID	2205
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12319
Peso da Proteína	30kDa
Transporte	Saco de gelo