

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Humano Fscn2 (Fascin-2) Para Wb E Elisa - O14926

Número do item: CM0022040

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao FSCN2 (Fascin-2) humano, adequado para WB e ELISA. Reativo cruzado com camundongo e rato. Ideal para estudos de agrupamento de actina, morfogênese de discos fotorreceptores e degeneração retiniana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FSCN2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RFSN; RP30; FSCN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25794
GeneID	25794
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 do FSCN2 humano (NP_036550.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O14926
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo