


## Anticorpo Monoclonal Anti-Galectina-3 Humana Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P17931

Número do item: CM0009263



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Galectina-3 humana para citometria de fluxo intracelular. A Galectina-3 é uma lectina específica de galactose envolvida na inflamação, splicing e autofagia, o que a torna um alvo diagnóstico chave.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro          | Valor                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto    | Coelho anti-Galectina 3 humana mAb                                                                                              |
| Observações/Alíase | L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2                                                                                    |
| Espécie            | Humana                                                                                                                          |
| GeneID (humano)    | 3958                                                                                                                            |
| GeneID             | 3958                                                                                                                            |
| Imunógeno          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da Galectina 3 humana (NP_002297.2). |
| Origem             | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria          | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação          | FC (intra)                                                                                                                      |
| Reação Cruzada     | Humana                                                                                                                          |
| SWISS              | P17931                                                                                                                          |
| Peso da Proteína   | 26kDa                                                                                                                           |
| Envio              | Bolsa de gelo                                                                                                                   |