


Anticorpo Monoclonal Anti-Glypican 3 (Gpc3) Humano Para Citometria De Fluxo - P51654

Número do item: CM0009533



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao Glypican 3 (GPC3) humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para detecção de superfície celular no desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Glypican 3 (GPC3) Humano
Observações/Apelido	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGB5; OCI-5; SGB51; GTR2-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2719
GeneID	2719
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 481-580 do Glypican 3 (GPC3) humano (NP_004475.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51654
Peso Proteico	59kDa/65kDa/68kDa
Envio	Em saco de gelo