

Anticorpo Monoclonal Abflo 647 Anti-Humano Gp6/Gpvi Para Citometria De Fluxo - Q9Hcn6

Número do item: CM0011782



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 647 direcionado à glicoproteína plaquetária humana VI (GP6/GPVI) para citometria de fluxo. Envolvido na ativação plaquetária induzida por colágeno e na formação de trombos. Validado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano GP6/GPVI
Observações/Apelido	GPVI; GPVI; BDPLT11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51206
GeneID	51206
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-267 da GP6/GPVI humana (NP_057447.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCN6
Peso Molecular da Proteína	37 kDa
Transporte	Em saco de gelo