

Anticorpo Monoclonal Anti-Gp6/Gpvi Humano Para Citometria De Fluxo - Q9Hcn6

Número do item: CM0008945



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra GP6/GPVI humano, um receptor-chave de colagénio das plaquetas. Validado para citometria de fluxo, reage especificamente com GPVI humano. Adequado para estudos de trombose, hemostase e ativação plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-GP6/GPVI humano
Observações/Alcunha	GPIV; GPVI; BDPLT11
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	51206
Imunogénio	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9HCN6
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Saco de gelo