


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Gprc5D Para Citometria De Fluxo - Q9Nzd1

Número do item: CM0007724



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra GPRC5D humano e validado para citometria de fluxo. Detecta um GPCR envolvido no desenvolvimento dos pelos e das unhas. Ideal para imunodetecção em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-humano GPRC5D
Observações/Alias	GPRC5D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55507
ID do Gene	55507
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GPRC5D humano (NP_061124.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZD1
Peso da Proteína	34kDa/36kDa/38kDa
Envio	Bolsa de gelo