


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hbg1/2 Humano Para Wb, If-P E Elisa - P69891 / P69892

Número do item: CM0002509



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a HBG1/2 humano (cadeias de globina gama-1 e gama-2). Adequado para WB, IF-P e ELISA. Ideal para estudos de hemoglobina fetal, pesquisa de hemoglobinopatias e desenvolvimento de testes IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HBG1/2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3047/3048
GeneID	3047/3048
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 68-147 de HBG1 humano (P69891).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P69891/P69892
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo