

Anticorpo Policlonal Anti-Humano Iars (Isoleucil-Trna Sintetase) Para Wb, Elisa - P41252

Número do item: CM0015692

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a isoleucil-tRNA sintetase citoplasmática humana (IARS/IRS). Validado para Western blot e ELISA; detecta uma proteína de 144 kDa. Adequado para estudos de biossíntese e tradução proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IARS pAb de Coelho
Observações/Apelido	IRS; IARS; ILRS; ILERS; GRIDHH; PRO0785
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3376
ID do Gene	3376
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1158-1262 da IARS humana (NP_002152.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41252
Peso Proteico	144kDa
Envio	Saco de gelo