


Anticorpo Monoclonal Anti-Human Icam-1/Cd54 Para Citometria De Fluxo - P05362

Número do item: CM0005296



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ICAM-1/CD54 humano conjugado com , otimizado para citometria de fluxo (FC). Detecta ICAM-1 humano (57kDa, SWISS P05362). Ideal para estudos de adesão de leucócitos, entrada viral e tráfego de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Human ICAM-1/CD54
Observações/Apelido	ICAM1; BB2; CD54; P3.58; molécula de adesão intercelular 1
Espécie	Humano
GeneID	3383 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-480 do ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso Proteico	57kDa

Envio