

Anticorpo Monoclonal Anti-Ido1 Humano () Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P14902

Número do item: CM0011063



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao IDO1 humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para pesquisa de tolerância imunológica, imunologia tumoral e doenças infecciosas. Reativo com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human IDO1 mAb
Observações/Apelido	IDO; INDO; IDO-1
Espécie	Humano
GeneID	3620
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-403 do IDO1 humano (NP_002155.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14902
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo