

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Ifn-Alfa/Beta R2 Para Citometria De Fluxo - P48551

Número do item: CM0004502



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao IFN-alfa/beta R2 humano, validado para citometria de fluxo. Permite a detecção da expressão do receptor de interferência do tipo I em células sanguíneas e linhagens celulares para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IFN-alfa/beta R2 mAb
Observações/Apelido	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alfa-REC; IFNAR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3455
GeneID	3455
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-237 do IFN-alfa/beta R2 humano (NP_008896.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48551
Peso da Proteína	58kDa/37kDa/27kDa
Envio	Saco de gelo