

Anticorpo Monoclonal Anti-Ifn-Gama Humano Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P01579

Número do item: CM0010653



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao interferon gama humano (IFNG). Validado para citometria de fluxo intracelular (FC intra). Adequado para monitoramento de resposta imune, estudos de imunidade antitumoral e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-IFN-gama Humano
Observações/Apelido	IFG; IFI; IMD69
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3458
ID do Gene	3458
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-166 do IFN-gama humano (NP_000610.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo