


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Ifn-Gama Para Citometria De Fluxo Intracelular - P01579

Número do item: CM0012118



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o IFN-gama humano, validado para citometria de fluxo intracelular (FC). Ideal para estudar interferons do tipo II em respostas imunes inatas e adaptativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IFN-gama mAb
Observações/Apelido	IFG; IFI; IMD69
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3458
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-166 do IFN-gama humano (NP_000610.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo