


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgA Humana Para Wb E Elisa - P01876 / P01877

Número do item: CM0003240



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a região constante da IgA humana (P01876) validado para Western blot e ELISA. Específico para IgA1 humana, sem reatividade cruzada com outras classes de Ig. Ideal para pesquisa de imunidade humoral e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IgA Humana (mAb)
Observações/Apelido	IgA1; IgA Humana
Espécie	Humana
GeneID	3493/3494
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-353 da IgA humana (P01876).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01876/P01877
Peso Molecular da Proteína	60 kDa
Transporte	Em saco de gelo