


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano IgA1 () Para Citometria De Fluxo - P01876

Número do item: CM0011010



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com tem como alvo a região constante do IgA1 humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para detectar células B que expressam IgA1 e anticorpos secretados em pesquisas de imunidade mucosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano IgA1
Observações/Apêndice	IgA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3493
ID do Gene	3493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-353 do IgA1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01876
Peso Molecular da Proteína	38kDa/42KDa
Envio	Em saco de gelo