

Anticorpo Monoclonal Anti-IgD Humano Para Wb, Fc, Elisa - P01880

Número do item: CM0007324



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à região constante pesada delta da imunoglobulina humana (IgD). Validado para Western blot, citometria de fluxo e ELISA. Adequado para pesquisas em biologia de células B, imunidade adaptativa e indução de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-IgD Humano de Coelho
Observações/Alias	IgD; IgD Humano
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3495
GeneID	3495
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-384 da IgD humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01880
Peso da Proteína	42kDa
Transporte	Bolsa de gelo