


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgG Humana Para Wb, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Número do item: CM0003238



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à cadeia pesada constante gama da imunoglobulina humana (todas as subclasses). Validado para WB e ELISA, ideal para estudos de imunidade humoral e quantificação diagnóstica de IgG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-IgG Humana
Espécie	Humana
GeneID	3500
Imunógeno	Peptídeo Sintético IgG Humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo