


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano IgG1 (Fc) Para Wb, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Número do item: CM0003723



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à região Fc da IgG1 humana. Imunógeno recombinante, recomendado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano. Facilita o estudo das funções da região constante da imunoglobulina na imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano IgG1 (Fc)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3500
GeneID	3500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-330 da IgG1 humana (Fc) (P01857)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo