


Anticorpo Policlonal Anti-IgG3 Humana Para Wb E Elisa - P01860

Número do item: CM0020371



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à região constante da cadeia pesada da IgG3 humana (aa 80-180), validado para Western blot e ELISA. Ideal para investigar a imunidade humoral, os mecanismos efetores dos anticorpos e a biologia das células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra IgG3 Humana
Observações/Apelido	IgG3; IgG3 Humana
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3502
ID do Gene	3502
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-180 da IgG3 humana. (P01860)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01860
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo