


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgG3 Humano Para Wb, Elisa - P01860

Número do item: CM0007519



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IgG3 humano adequado para WB e ELISA. Alvo na região constante (aa 99-167) do IgG3 humano (UniProt P01860) para pesquisa de imunidade humoral e detecção de anticorpos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                          |
|---------------------|--------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb anti-IgG3 Humano de Coelho |
| Observações/Alias   | IgG3; IgG3 Humano              |
| Espécie             | Humano                         |
| ID do Gene (humano) | 3502                           |
| ID do Gene          | 3502                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante          |
| Origem              | Coelho                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais         |
| Aplicação           | WB, ELISA                      |
| Reatividade Cruzada | Humano                         |
| SWISS               | P01860                         |
| Peso da Proteína    | 41KDa/49KDa                    |
| Envio               | Saco de gelo                   |