


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IgG4 Humana/Imunoglobulina Pesada Constante Gama 4 Para Wb E Elisa - P01861

Número do item: CM0018876



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a região constante da IgG4 humana (IGHG4). Validado para Western blot e ELISA. Reconhece a região C da cadeia Ig gama-4 para pesquisas de imunidade humoral e tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IgG4 Humana/Imunoglobulina pesada constante gama 4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IGHG4; região C da cadeia Ig gama-4; IgG4 Humana/Imunoglobulina pesada constante gama 4
Espécie	Humana
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da IgG4 Humana/Imunoglobulina pesada constante gama 4 (P01861)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01861
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo