


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgM Humana (Fc) Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P01871

Número do item: CM0006386



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à região constante da cadeia pesada de IgM humana (P01871). Adequado para aplicações em ELISA, WB, IF/ICC e FC. Ideal para estudos de imunidade humoral, sinalização de BCR e função efetora de IgM.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Human IgM (FC) Rabbit mAb
Observações/Alias	MU; VH; AGM1; IgM Humana
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3507
GeneID	3507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 218-453 da IgM Humana (P01871).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01871
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo