


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgM Humano Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01871

Número do item: CM0004250



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para IgM Humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece a região constante da cadeia pesada da IgM humana (~49kDa). Ideal para pesquisas sobre células B e imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-IgM Humano
Observações/Apelido	MU; VH; AGM1; IgM Humano
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3507
GeneID	3507
Imunogênio	`Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01871
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo