


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano IL-17A Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q16552

Número do item: CM0005149



introdução

Anticorpo monoclonal anti-humano IL-17A conjugado com , validado para citometria de fluxo intracelular. Detecta a citocina pró-inflamatória IL-17A (SWISS: Q16552), expressa em células Th17. Adequado para estudar defesa do hospedeiro, inflamação e mecanismos autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IL-17A mAb
Observações/Apelido	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3605
GeneID	3605
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-155 da IL-17A humana (NP_002181.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo Intracelular (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16552
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo