


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano IL-17Rb () Para Citometria De Fluxo - Q9Nrm6

Número do item: CM0012655



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra IL-17RB humano (Q9NRM6) para citometria de fluxo. Ideal para caracterizar a expressão do receptor IL-17B/E em tecidos endócrinos e pesquisa hematopoiética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano IL-17RB
Observações/Apelido	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; receptor de interleucina-17 B
Espécie	Humano
ID do Gene	55540
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 18-289 do IL-17RB humano (NP_061195.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRM6
Peso Proteico	31kDa/55kDa
Envio	Em saco de gelo